

# Parameterkatalog

## Anforderbare Parameter

Hinweis: Im Anhang sind die in Anforderungsblöcken enthaltenen Einzelparameter aufgelistet.

Suchhilfe: Durch Tastenkombination „Strg“+ „F“ lässt sich ein Suchfenster zum einfacheren Auffinden von Parametern öffnen.

Anforderbare Parameter des IFL		
Ausgangsmaterialien	Notwendige Röhren	Zusatzinformationen
Lithium-Heparin-Plasma		
Serum		
EDTA-Blut, -Plasma		
Citratblut, -Plasma		
Urin		Spitzröhren für Urinstreifen/Sediment!
Urin		Rundbodenröhren für Harnchemie
Natrium-Fluorid-Plasma		
Liquor		
Hirudinblut		

Institut für Labordiagnostik – Klinik Favoriten

Laborparameter	Anforderungsformulare	Ausgangsmaterial/Röhrchen
Aethanol	<b>Routine, Notfall</b>	Lithium-Heparin-Plasma
Aethanol / Urin qual.	<b>Routine, Notfall</b>	Urin (Rundbodenröhrchen)
Antikörper Suchtest	<b>Blutbank</b> Anforderungsschein	EDTA-Blut (großes Röhrchen)
Antikörper Titer für Schwangere	<b>Blutbank</b> Anforderungsschein	EDTA-Blut (großes Röhrchen)
ALAT (GPT)	<b>Routine, Notfall</b>	Lithium-Heparin-Plasma
Albumin	<b>Routine</b>	Lithium-Heparin-Plasma
Albumin / Liquor	<b>Routine</b>	Liquor (Glasröhrchen mit rotem Stoppel)
Albumin / Sondermaterial	<b>Routine</b>	Sondermaterial (Rundbodenröhrchen Urin)
Albumin / Urin	<b>Routine</b>	Urin (Rundbodenröhrchen)
Albumin Exkretion/Zeit(h) Urin	<b>Routine</b>	Sammelurin (Rundbodenröhrchen)
Albumin / Kreatinin-Ratio / Urin	<b>Routine</b>	Urin (Rundbodenröhrchen)
Alkalische Phosphatase (AP)	<b>Routine, Notfall</b>	Lithium-Heparin-Plasma
Alkalische Phosphatase (AP) Knochen (Massenkonzentration)- <i>Untersuchung erfolgt im AKH Wien</i>	<b>Routine</b>	Serum
Alkalische Phosphatase(AP) Plazenta - <i>Untersuchung erfolgt an der Medizinischen Universität Innsbruck</i>	<b>Routine</b>	Serum
Alpha 1 saures Glycoprotein	<b>Routine</b>	Lithium-Heparin-Plasma
Alpha 1 Antitrypsin	<b>Routine</b>	Lithium-Heparin-Plasma
Alpha 2 Makroglobulin	<b>Routine</b>	Serum
Alpha Amylase	<b>Routine, Notfall</b>	Lithium-Heparin-Plasma
Alpha-Amylase / Urin	<b>Routine, Notfall</b>	Urin (Rundbodenröhrchen)

Institut für Labordiagnostik – Klinik Favoriten

Alpha Amylase /Sondermaterial	<b>Routine, Notfall</b>	Sondermaterial (Rundbodenröhrchen Urin)
Alpha-Fetoprotein	<b>Routine</b>	Serum
Alphalactalbumin IgE RAST	<b>Spezial</b>	Serum
Alternaria alternata (Alternata tenius) IgE RAST	<b>Spezial</b>	Serum
Ammoniak	<b>Routine, Notfall</b>	EDTA-Blut gekühlt
Amoxicillin IgE RAST	<b>Spezial</b>	Serum
Amphetamine/Metamphetamin / Urin qual.	<b>Routine, Notfall</b>	Urin (Rundbodenröhrchen)
Ampicilloyl IgE RAST	<b>Spezial</b>	Serum
ANCA-assoziierte Vaskulitis (Verdachtsdiagnose), siehe Anhang	<b>Spezial</b>	Serum
Anti C1q AK	<b>Spezial</b>	Serum
PL-A2R-Ak (Anti-Phospholipase-A2-Rezeptor-Ak)	<b>Spezial</b>	Serum
Antiphospholipidsyndrom (Verdachtsdiagnose), siehe Anhang	<b>Spezial</b>	Serum
Antithrombin III Aktivität	<b>Routine, Notfall</b>	Citratplasma
Apfel IgE RAST	<b>Spezial</b>	Serum
Apolipoprotein B	<b>Routine</b> über Parametersuche	Lithium-Heparin-Plasma
aPTT	<b>Routine, Notfall</b>	Citratplasma
Arthritis-Ak (Block), siehe Anhang - <i>Untersuchung erfolgt in der Klinik Hietzing</i>	<b>Spezial</b>	Serum
ASAT (GOT)	<b>Routine, Notfall</b>	Lithium-Heparin-Plasma
ASLO	<b>Routine</b>	Lithium-Heparin-Plasma
ASLO /SM	<b>Routine</b>	Sondermaterial (Rundbodenröhrchen Urin)
Aspergillus fumigatus (Rauchgr.Kolbensch.) IgE RAST	<b>Spezial</b>	Serum
Aureobasidium pullans IgE RAST	<b>Spezial</b>	Serum
Autoimmunhepatitis/Primäre biliäre Zirrhose (Verdachtsdiagnose), siehe Anhang	<b>Spezial</b>	Serum
Beifuß Pollen IgE RAST	<b>Spezial</b>	Serum
Beifußblättrige Ambrosie Pollen IgE RAST	<b>Spezial</b>	Serum

Institut für Labordiagnostik – Klinik Favoriten

Benzodiazepine / Urin qual.	<b>Routine, Notfall</b>	Urin (Rundbodenröhrchen)
Benzodiazepine qual.	<b>Routine, Notfall</b>	Lithium-Heparin-Plasma
Beta-2-Mikroglobulin	<b>Routine</b>	Lithium-Heparin-Plasma
Beta-2-Mikroglobulin / Urin	<b>Routine</b>	Urin (Rundbodenröhrchen)
Beta-Crosslaps	<b>Routine</b>	Serum
Beta-HCG	<b>Routine, (Notfall telefonisch)</b>	Serum
Betalactoglobulin IgE RAST	<b>Spezial</b>	Serum
Biene IgE RAST	<b>Spezial</b>	Serum
Bilirubin	<b>Routine, Notfall</b>	Lithium-Heparin-Plasma
Bilirubin / Sondermaterial	<b>Routine, Notfall</b>	Sondermaterial (Rundbodenröhrchen Urin)
Bilirubin, direktes	<b>Routine</b> über Parametersuche	Lithium-Heparin-Plasma
Birke Pollen IgE RAST	<b>Spezial</b>	Serum
Blutbild	<b>Routine, Notfall</b>	EDTA-Blut
Blutgasanalyse Anforderung arteriell	<b>Notfall</b>	Arteriell Heparinblut (Blutgasspritze)
Blutgasanalyse Anforderung venös	<b>Notfall</b>	venöses Heparinblut in der (Blutgasspritze)
Blutgruppe inkl. Rhesusphänotyp	<b>Blutbank</b> Anforderungsschein	EDTA-Blut, großes Röhrchen
Blutsenkung 1h	<b>Routine</b>	EDTA-Blut; Citrat im Preyer
Buche Pollen IgE RAST	<b>Spezial</b>	Serum
BUN	<b>Routine, Notfall</b>	Lithium-Heparin-Plasma
BUN nach Dialyse	<b>Routine, Notfall</b>	Lithium-Heparin-Plasma
BUN vor Dialyse	<b>Routine, Notfall</b>	Lithium-Heparin-Plasma
C3c Komplement	<b>Routine</b>	Lithium-Heparin-Plasma
C4 Komplement	<b>Routine</b>	Lithium-Heparin-Plasma
CA 125	<b>Routine</b>	Serum
CA 15-3	<b>Routine</b>	Serum

Institut für Labordiagnostik – Klinik Favoriten

CA 19-9	<b>Routine</b>	Serum
Calcium	<b>Routine, Notfall</b>	Lithium-Heparin-Plasma
Calcium / Sondermaterial	<b>Routine</b>	Sondermaterial (Rundbodenröhrchen Urin)
Calcium / Urin	<b>Routine</b>	Urin (Rundbodenröhrchen)
Calprotectin / Stuhl	<b>Spezial</b> über Parametersuche	Stuhl
Candida albicans IgE RAST	<b>Spezial</b>	Serum
Cannabinoide / Urin qual.	<b>Routine, Notfall</b>	Urin (Rundbodenröhrchen)
Carbamazepin	<b>Routine</b>	Lithium-Heparin-Plasma
Carbohydrate Deficient Transferrin rel. (CDT rel.)	<b>Routine</b>	Serum
CCP-Ak	<b>Spezial</b>	Serum
CD19/20 Therapie-Kontrolle (Anforderungsbegleitschreiben erforderlich) - <i>Untersuchung erfolgt in der Klinik Ottakring</i>	<b>Spezial</b>	EDTA-Blut
CD64 AG-D. (Neutr. Gran.) (Anforderungsbegleitschreiben erforderlich) - <i>Untersuchung erfolgt in der Klinik Ottakring</i>	<b>Spezial</b>	EDTA-Blut
CEA	<b>Routine</b>	Serum
Cheddarkeäse IgE RAST	<b>Spezial</b>	Serum
Chlorid	<b>Routine, Notfall</b>	Lithium-Heparin-Plasma
Chlorid /Sondermaterial	<b>Routine</b>	Sondermaterial (Rundbodenröhrchen Urin)
Chlorid /Urin	<b>Routine, Notfall</b>	Urin (Rundbodenröhrchen)
Cholesterin	<b>Routine</b>	Lithium-Heparin-Plasma
Cholesterin / Sondermaterial	<b>Routine</b>	Sondermaterial (Rundbodenröhrchen Urin)
Cholesterin/HDL Ratio	<b>Routine</b>	Lithium-Heparin-Plasma
Cholinesterase	<b>Routine</b>	Lithium-Heparin-Plasma
Chromogranin A	<b>Routine</b>	Serum
CK	<b>Routine, Notfall</b>	Lithium-Heparin-Plasma
Cladosporium herbarum IgE RAST	<b>Spezial</b>	Serum
CMV-Antikörper IgG	<b>Spezial</b>	Serum

Institut für Labordiagnostik – Klinik Favoriten

CMV-Antikörper IgM	<b>Spezial</b>	Serum
Cocain /Urin qual.	<b>Routine, Notfall</b>	Urin (Rundbodenröhrchen)
Coeruloplasmin	<b>Routine</b>	Lithium-Heparin-Plasma
Coombstest direkt, indirekt	<b>Blutbank</b> Anforderungsschein	EDTA-Blut (großes Röhrchen)
Cortisol	<b>Routine</b>	Serum
C-reaktives Protein (CRP)	<b>Routine, Notfall</b>	Lithium-Heparin-Plasma
C-reaktives Protein (CRP) /Sondermaterial	<b>Routine</b>	Sondermaterial (Rundbodenröhrchen Urin)
CRP / Kapillarblut (nur für Kinder, TP2/KiJu Labor)	<b>Routine</b> über Parametersuche	Kapillarblut
Cyclosporin A - <i>Untersuchung erfolgt in der Klinik Ottakring</i>	<b>Routine</b>	EDTA-Blut
CYFRA 21-1	<b>Routine</b>	Serum
D-Dimer	<b>Routine, Notfall</b>	Citratplasma
DHEA-S	<b>Routine</b>	Serum
Digitoxin	<b>Routine, Notfall</b>	Lithium-Heparin-Plasma
Digoxin	<b>Routine, Notfall</b>	Lithium-Heparin-Plasma
Dreilappige Ambrosie Pollen IgE RAST	<b>Spezial</b>	Serum
dsDNA-Antikörper	<b>Spezial</b>	Serum
Eisen	<b>Routine</b>	Lithium-Heparin-Plasma
Elastase, pankreatische /Stuhl	<b>Routine</b>	Stuhl
Erdnuss IgE RAST	<b>Spezial</b>	Serum
Exantem-Ak (Block), siehe Anhang - <i>Untersuchung erfolgt in der Klinik Hietzing</i>	<b>Spezial</b>	Serum
Faktor XIII (Fibrin-stabilis. Faktor) Aktivität	<b>Spezial</b>	Citratplasma
Federnmix (Mix IgE)	<b>Spezial</b>	Serum
Ferritin	<b>Routine</b>	Lithium-Heparin-Plasma
Fisch (Dorsch) IgE RAST	<b>Spezial</b>	Serum
Fibrinogen	<b>Routine, Notfall</b>	Citratplasma

## Institut für Labordiagnostik – Klinik Favoriten

Flowzytometrie Blut (Anforderungsbegleitschreiben erforderlich) - <i>Untersuchung erfolgt in der Klinik Ottakring</i>	<b>Spezial</b>	EDTA Blut
Flowzytometrie BAL (Anforderungsbegleitschreiben erforderlich) - <i>Untersuchung erfolgt in der Klinik Ottakring</i>	<b>Spezial</b>	BAL
Flowzytometrie Liquor (Anforderungsbegleitschreiben erforderlich) - <i>Untersuchung erfolgt in der Klinik Ottakring</i>	<b>Spezial</b>	Liquor
Flowzytometrie KM (Anforderungsbegleitschreiben erforderlich) - <i>Untersuchung erfolgt in der Klinik Ottakring</i>	<b>Spezial</b>	Knochenmark
Flowzytometrie SM (Anforderungsbegleitschreiben erforderlich) - <i>Untersuchung erfolgt in der Klinik Ottakring</i>	<b>Spezial</b>	Sondermaterial
Folsäure	<b>Routine</b>	Serum
fPSA/PSA-Quotient		Serum, Automatische Berechnung aus freies PSA / PSA
Freie Leichtketten (inkl. Ratio)	<b>Routine</b> über Parametersuche	Serum
Freie Kappa Leichtketten	<b>Routine</b> über Parametersuche	Serum
Freie Kappa Leichtketten / Urin - <i>Untersuchung erfolgt in der Klinik Ottakring</i>	<b>Routine</b>	Urin (Rundbodenröhrchen)
Freie Lambda Leichtketten	<b>Routine</b> über Parametersuche	Serum
Freie Lambda Leichtketten / Urin - <i>Untersuchung erfolgt in der Klinik Ottakring</i>	<b>Routine</b>	Urin (Rundbodenröhrchen)
Freies Beta-HCG	<b>Routine</b>	Serum
Freies PSA (Prostata-spezifisches Antigen)	<b>Routine</b>	Serum
Freies T3	<b>Routine</b> über Parametersuche	Serum
Freies T4	<b>Routine</b> über Parametersuche	Serum
FSH	<b>Routine</b>	Serum
FSME Ak IgG	<b>Spezial</b>	Serum



Institut für Labordiagnostik – Klinik Favoriten

Gamma-GT	<b>Routine</b>	Lithium-Heparin-Plasma
Gastroenteritis-Ak (Block), siehe Anhang - <i>Untersuchung erfolgt in der Klinik Hietzing</i>	<b>Spezial</b>	Serum
Gentamycin (TAL)	<b>Routine, Notfall</b>	Lithium-Heparin-Plasma
Gerste IgE Rast	<b>Spezial</b>	Serum
Gewürzemix NMM70, siehe Anhang	<b>Spezial</b>	Serum
Gewürzemix NMM71, siehe Anhang	<b>Spezial</b>	Serum
Gewürzemix NMM72, siehe Anhang	<b>Spezial</b>	Serum
Glomeruläre Filtrationsrate: GFR (CKD-EPI)		Wird automatisch bei Anforderung von Kreatinin analysiert
Glomeruläre Filtrationsrate: GFR Kinder (Schwartz)	<b>Routine, Notfall</b>	Körpergröße in cm unbedingt angeben!
Glucose	<b>Routine, Notfall</b>	Lithium-Heparin-Plasma
Glucose /Liquor	<b>Routine, Notfall</b>	Liquor
Glucose /Sondermaterial	<b>Routine, Notfall</b>	Sondermaterial (Rundbodenröhrchen Urin)
Glucose /Urin	<b>Routine</b>	Urin (Rundbodenröhrchen)
Glucose /Fluorid (nur für Kinder, TP2/KiJu Labor)	<b>Routine, Notfall</b> über Parametersuche	Fluoridplasma (Fluorid-Röhrchen 4°C)
Glukose 0 min (nüchtern)	<b>Routine</b>	Lithium-Heparin-Plasma
Glukose 60 min (oGTT)	<b>Routine</b>	Lithium-Heparin-Plasma
Glukose 120 min (oGTT)	<b>Routine</b>	Lithium-Heparin-Plasma
Glukose 180 min (oGTT)	<b>Routine</b>	Lithium-Heparin-Plasma
Glukose-Arginin-Test (nur für Kinder, TP2/KiJu Labor)	<b>Routine</b> Profil angelegt	Fluoridplasma (Fluorid-Röhrchen 4°C)
Glukose-ITT (nur für Kinder, TP2/KiJu Labor)	<b>Routine</b> Profil angelegt	Fluoridplasma (Fluorid-Röhrchen 4°C)
Glukose Toleranz Test (oGTT)	<b>Routine</b>	Lithium-Heparin-Plasma
Glukose Toleranz Test (oGTT) (Kinder, TP2/KiJu Labor)	<b>Routine</b> über Parametersuche	Fluoridplasma (Fluorid-Röhrchen 4°C)
Goodpasture Syndrom (Verdachtsdiagnose) siehe Anhang	<b>Spezial</b>	Serum

Institut für Labordiagnostik – Klinik Favoriten

Grau-Erle Pollen IgE RAST	<b>Spezial</b>	Serum
Hämoglobin A1c (HbA1c)	<b>Routine</b>	EDTA-Blut
Hamsterepithelien IgE RAST	<b>Spezial</b>	Serum
Haptoglobin	<b>Routine, Notfall</b>	Lithium-Heparin-Plasma
Harnsäure	<b>Routine, Notfall</b>	Lithium-Heparin-Plasma
Harnsäure /Sondermaterial	<b>Routine</b>	Sondermaterial (Rundbodenröhrchen Urin)
Harnsäure /Urin	<b>Routine</b>	Urin (Rundbodenröhrchen)
Harnsäurekristalle/Sondermat. qual. mikr.	<b>Routine</b> über Parametersuche	Sondermaterial - EDTA Röhrchen
Harnsediment		Urin (Spitzröhrchen), bei Anforderung eines Harnstreifens inkludiert
Harnstoff-N Exkretion/Zeit (h) Urin	<b>Routine</b>	Sammelurin (Rundbodenröhrchen)
Harnstoff-N /Urin (UUN)	<b>Routine, Notfall</b>	Urin (Rundbodenröhrchen)
Harnstoff-N /Sondermaterial	<b>Routine, Notfall</b>	Sondermaterial (Rundbodenröhrchen Urin)
Harnstreifen	<b>Routine</b>	Urin (Spitzröhrchen)
Hasel Pollen IgE RAST	<b>Spezial</b>	Serum
Haselnuss IgE RAST	<b>Spezial</b>	Serum
Hausstaubmilbe (Dermatophagoides farinae) IgE RAST	<b>Spezial</b>	Serum
Hausstaubmilbe (Dermatophagoides pteronyssinus) IgE RAST	<b>Spezial</b>	Serum
HAV-Antikörper	<b>Spezial</b> über Parametersuche	Serum
HAV-Antikörper IgM	<b>Spezial</b> über Parametersuche	Serum
HBV-DNA quant. PCR	<b>Spezial</b> über Parametersuche	Serum
HBV e-Antigen	<b>Spezial</b> über Parametersuche	Serum
HBV e-Antikörper	<b>Spezial</b> über Parametersuche	Serum

Institut für Labordiagnostik – Klinik Favoriten

HBV s-Antigen	<b>Spezial</b>	Serum
HBV s-Antikörper quant.	<b>Spezial</b> über Parametersuche	Serum
HBV c-Antikörper	<b>Spezial</b>	Serum
HBV c-Antikörper IgM	<b>Spezial</b> über Parametersuche	Serum
HCV Genotyp	<b>Spezial</b> über Parametersuche	Serum
HCV-Antikörper	<b>Spezial</b>	Serum
HCV-RNA PCR	<b>Spezial</b> über Parametersuche	Serum
HCV-RNA quant. PCR	<b>Spezial</b> über Parametersuche	Serum
HDL-Cholesterin	<b>Routine</b>	Lithium-Heparin-Plasma
HIV-Antigen/Antikörper	<b>Routine</b>	Serum
HIV Immunmonitoring (Anforderungsbegleitschreiben erforderlich) - <i>Untersuchung erfolgt in der Klinik Ottakring</i>	<b>Spezial</b>	EDTA-Blut
HIV-PCR quantitativ - <i>Untersuchung erfolgt in der Klinik Penzing</i>	<b>Spezial</b>	EDTA-Blut (großes Röhrchen)
Homocystein	<b>Routine</b> über Parametersuche, <b>Spezial</b>	Lithium-Heparin-Plasma
Hühnereiweiß IgE RAST	<b>Spezial</b>	Serum
Hundeschuppen IgE RAST	<b>Spezial</b>	Serum
IgA	<b>Routine</b>	Serum
IgA /Liquor	<b>Routine</b>	Liquor (Glasröhrchen mit rotem Stoppel)
IgE	<b>Routine</b> über Parametersuche, <b>Spezial</b>	Serum
IgG	<b>Routine</b>	Serum
IgG /Urin	<b>Routine</b>	Urin (Rundbodenröhrchen)

Institut für Labordiagnostik – Klinik Favoriten

IgG /Liquor	<b>Routine</b>	Liquor (Glasröhrchen mit rotem Stoppel)
IgM	<b>Routine</b>	Serum
IgM /Liquor	<b>Routine</b>	Liquor (Glasröhrchen mit rotem Stoppel)
Immundefixation (Immunglobuline Immundefixation)	<b>Routine</b> über Parametersuche	Serum
Immunstatus - <i>Untersuchung erfolgt in der Klinik Ottakring</i>	<b>Spezial</b>	EDTA-Blut
Inhalatives Screening, siehe Anhang	<b>Spezial</b>	Serum
INR	<b>Routine, Notfall</b>	Citratplasma
Insulin Human IgE RAST	<b>Spezial</b>	Serum
Insulin Rind IgE RAST	<b>Spezial</b>	Serum
Insulin Schwein IgE RAST	<b>Spezial</b>	Serum
Kalium	<b>Routine, Notfall</b>	Lithium-Heparin-Plasma
Kalium /Sondermaterial	<b>Routine</b>	Sondermaterial (Rundbodenröhrchen Urin)
Kalium /Urin	<b>Routine, Notfall</b>	Urin (Rundbodenröhrchen)
Kalium/Zeit(h)/Urin	<b>Routine</b>	Sammelurin (Rundbodenröhrchen)
Kälteagglutinine	<b>Blutbank</b> Anforderungsschein	EDTA Blut (großes Röhrchen) + Serum bei 37°C einsenden
Kaninchenepithelien IgE RAST	<b>Spezial</b>	Serum
Kappa Leichtketten	<b>Routine</b> über Parametersuche	Serum
Kappa Leichtketten / Urin	<b>Routine</b> über Parametersuche	Urin (Rundbodenröhrchen)
Kappa/Lambda-Ratio		Serum, Automatische Berechnung aus Kappa-/Lambda-LK
Kappa/Lambda-Ratio /Urin		Urin (Rundbodenröhrchen), Automatische Berechnung aus Kappa-/Lambda-LK/Urin
Kasein IgE RAST	<b>Spezial</b>	Serum
Katzenschuppen IgE RAST	<b>Spezial</b>	Serum

Institut für Labordiagnostik – Klinik Favoriten

Kiwi Frucht IgE RAST	<b>Spezial</b>	Serum
Knäuelgras Pollen IgE RAST	<b>Spezial</b>	Serum
Kreatinin	<b>Routine, Notfall</b>	Lithium-Heparin-Plasma
Kreatinin U-Exkr./x Stunde	<b>Routine</b>	Sammelurin (Rundbodenröhrchen)
Kreatinin / Sondermaterial	<b>Routine, Notfall</b>	Sondermaterial (Rundbodenröhrchen Urin)
Kreatinin / Spontanurin	<b>Routine, Notfall</b>	Urin (Rundbodenröhrchen)
Kreatinin Clr./min/U	<b>Routine</b>	Lithium-Heparin-Plasma und Sammelurin (Rundbodenröhrchen Urin)
Kreuzprobe	<b>Blutbank</b> Anforderungsschein	EDTA-Blut (großes Röhrchen)
Kryoglobuline	<b>Routine</b>	Serum (bei 37°C einsenden!)
Lactalbumin Alpha spez. IgE RAST	<b>Spezial</b>	Serum
Lactoglobulin Beta spez. IgE RAST	<b>Spezial</b>	Serum
Laktat	<b>Routine, Notfall</b>	Fluoridplasma (Fluorid-Röhrchen 4°C)
Laktat / Liquor	<b>Routine, Notfall</b>	Liquor (Glasröhrchen mit rotem Stoppel)
Laktat / Sondermaterial	<b>Routine, Notfall</b>	Sondermaterial (Rundbodenröhrchen Urin)
Lambda Leichtketten	<b>Routine</b> über Parametersuche	Serum
Lambda Leichtketten /Urin	<b>Routine</b> über Parametersuche	Urin (Rundbodenröhrchen)
Latex hevea braziliensis spez. IgE RAST	<b>Spezial</b>	Serum
LDH	<b>Routine, Notfall</b>	Lithium-Heparin-Plasma
LDH /Sondermaterial	<b>Routine, Notfall</b>	Sondermaterial (Rundbodenröhrchen Urin)
LDL-Cholesterin	<b>Routine</b> über Parametersuche	Lithium-Heparin-Plasma
LDL-Cholesterin berechnet	<b>Routine</b>	Lithium-Heparin-Plasma
LH	<b>Routine</b>	Serum
Lieschgras Pollen IgE RAST	<b>Spezial</b>	Serum

Institut für Labordiagnostik – Klinik Favoriten

Lipase	<b>Routine, Notfall</b>	Lithium-Heparin-Plasma
Lipase / Sondermaterial	<b>Routine, Notfall</b>	Sondermaterial (Rundbodenröhrchen Urin)
Liquor-Basisdiagnostik	<b>Routine, Notfall</b>	Liquor
Liquor-Serum Quotient		Siehe Proteinpanel Liquor
Lithium	<b>Routine, Notfall</b>	Serum
LMW Heparin (anti-Fxa Aktivität)	<b>Routine, Notfall</b>	Citratplasma
Lymphknotenschwellung-Ak (Block), siehe Anhang - <i>Untersuchung erfolgt in der Klinik Hietzing</i>	<b>Spezial</b>	Serum
Magnesium	<b>Routine, Notfall</b>	Lithium-Heparin-Plasma
Masern Ak qn IgG - <i>Untersuchung erfolgt in der Klinik Hietzing</i>	<b>Spezial</b>	Serum
Masern Ak IgM - <i>Untersuchung erfolgt in der Klinik Hietzing</i>	<b>Spezial</b>	Serum
Maus IgE RAST	<b>Spezial</b>	Serum
MELD (Model of Endstage Liver Disease) Score	<b>Routine</b>	Lithium-Heparin-Plasma+ Citratplasma
Meerschweinschenepithelien IgE RAST	<b>Spezial</b>	Serum
Methadon /Urin qual.	<b>Routine, Notfall</b>	Urin (Rundbodenröhrchen)
Milchweiß IgE RAST	<b>Spezial</b>	Serum
Mononukleose Test (heterophile Antikörper)	<b>Routine</b>	EDTA-Blut
Morbus Crohn/Colitis ulcerosa (Verdachtsdiagnose), siehe Anhang	<b>Spezial</b>	Serum
MPO-AK	<b>Spezial</b>	Serum
Mumps Ak IgG Titer - <i>Untersuchung erfolgt in der Klinik Hietzing</i>	<b>Spezial</b>	Serum
Myocarditis-Ak (Block), siehe Anhang - <i>Untersuchung erfolgt in der Klinik Hietzing</i>	<b>Spezial</b>	Serum
Myositis (Verdachtsdiagnose), siehe Anhang	<b>Spezial</b>	Serum
Nahrungsmittelmix 5, siehe Anhang	<b>Spezial</b>	Serum
Natrium	<b>Routine, Notfall</b>	Lithium-Heparin-Plasma
Natrium / Sondermaterial	<b>Routine</b>	Sondermaterial (Rundbodenröhrchen Urin)
Natrium / Urin	<b>Routine, Notfall</b>	Urin (Rundbodenröhrchen)
Natrium/Zeit(h) /Urin	<b>Routine</b>	Sammelurin (Rundbodenröhrchen)

Institut für Labordiagnostik – Klinik Favoriten

Natriumexkr. frakt. / Urin	<b>Routine</b>	Lithium-Heparin-Plasma und Urin (Rundbodenröhrchen)
Neuronenspezifische Enolase (NSE)	<b>Routine</b>	Serum
Neurotrope Viren-Ak (Block), siehe Anhang - <i>Untersuchung erfolgt in der Klinik Hietzing</i>	<b>Spezial</b>	Serum
Neurotrope Viren + Bakterien DNA/Liquor PCR, siehe Anhang - <i>Untersuchung erfolgt in der Klinik Hietzing</i>	<b>Spezial</b>	Liquor
Non-HDL Cholesterin	<b>Routine</b>	Lithium-Heparin-Plasma
Normoblasten (NRBC) Ratio	<b>Routine</b> über Parametersuche	EDTA-Blut
NT-pro BNP (B-type natriuretic peptide)	<b>Routine</b> <b>(Notfall telefonisch)</b>	Lithium-Heparin-Plasma
Nussmix, siehe Anhang	<b>Spezial</b>	Serum
Oestradiol	<b>Routine</b>	Serum
Opiate / Urin qual.	<b>Routine, Notfall</b>	Urin (Rundbodenröhrchen)
Organtransplantation-Ak (Block), siehe Anhang - <i>Untersuchung erfolgt in der Klinik Hietzing</i>	<b>Spezial</b>	Serum
Osmolalität	<b>Routine, Notfall</b>	Lithium-Heparin-Plasma
Osmolalität / Urin	<b>Routine, Notfall</b>	Urin (Rundbodenröhrchen)
Osteocalcin	<b>Routine</b>	Serum
Pankreas-Amylase	<b>Routine, Notfall</b>	Lithium-Heparin-Plasma
Pankreas-Amylase /Sondermaterial	<b>Routine</b>	Sondermaterial (Rundbodenröhrchen Urin)
Pankreas-Amylase / Urin	<b>Routine, Notfall</b>	Urin (Rundbodenröhrchen)
Papierwespe IgE RAST	<b>Spezial</b>	Serum
PAPP-A (Pregnancy associated plasma protein A	<b>Routine</b>	Serum
Paraproteinämiediagnostik (Verdachtsdiagnose), siehe Anhang	<b>Routine</b> über Parametersuche	Serum
Parathormon (PTH) intakt	<b>Routine</b>	Serum
Penicillium notatum (Pinselschimmel) IgE RAST	<b>Spezial</b>	Serum

Institut für Labordiagnostik – Klinik Favoriten

Penicilloyl G IgE RAST	<b>Spezial</b>	Serum
Penicilloyl V IgE RAST	<b>Spezial</b>	Serum
Perniziöse Anämie (Verdachtsdiagnose), siehe Anhang	<b>Spezial</b>	Serum
Pferdeschuppen IgE RAST	<b>Spezial</b>	Serum
pH / Sondermaterial	<b>Routine</b> über Parametersuche, <b>Notfall</b>	Sondermaterial (Blutgasspritze!)
Phenobarbital	<b>Routine</b>	Lithium-Heparin-Plasma
Phenytoin	<b>Routine</b>	Lithium-Heparin-Plasma
Phosphat	<b>Routine, Notfall</b>	Lithium-Heparin-Plasma
Phosphat / Sondermaterial	<b>Routine</b>	Sondermaterial (Rundbodenröhrchen Urin)
Phosphat / Urin	<b>Routine</b>	Urin (Rundbodenröhrchen)
Pneumonie-Ak (Block), siehe Anhang - <i>Untersuchung erfolgt in der Klinik Hietzing</i>	<b>Spezial</b>	Serum
PR3-AK	<b>Spezial</b>	Serum
Präalbumin	<b>Routine</b>	Serum
Progesteron	<b>Routine</b>	Serum
Präeklampsie Biomarker (sFlt-1/PIGF Ratio)	<b>Routine, Notfall</b>	Serum
Prokollagen Typ 1 aminoterminales Peptid (NP)	<b>Routine</b> über Parametersuche	Serum
Prolaktin	<b>Routine</b>	Serum
Protein C Aktivität	<b>Spezial</b>	Citratplasma
Protein S Aktivität	<b>Spezial</b>	Citratplasma
Protein- Elektrophorese	<b>Routine</b>	Serum
Proteinpanel Liquor (Liquor-Serum Quotient)	<b>Routine</b>	Serum + Liquor
PSA (Prostata-spezifisches Antigen)	<b>Routine</b>	Serum
PTZ (Prothrombinzeit)	<b>Routine, Notfall</b>	Citratplasma



## Institut für Labordiagnostik – Klinik Favoriten

Pyrophosphatkristalle / Sondermat. qual.	<b>Routine</b> über Parametersuche	Sondermaterial (EDTA-Röhrchen)
Quantiferon - <i>Untersuchung erfolgt in der Klinik Penzing</i>	<b>Spezial</b>	Spezialröhrchen
Ratte IgE RAST	<b>Spezial</b>	Serum
Retikulozyten Hb (nur 3. Med Labor)	<b>Routine</b> über Parametersuche	EDTA-Blut
Retikulozyten rel.	<b>Routine</b>	EDTA-Blut
Rheumafaktor	<b>Routine</b> über Parametersuche	Lithium-Heparin-Plasma
Rheumatoide Arthritis (Verdachtsdiagnose), siehe Anhang	<b>Spezial</b>	Serum
Rheumatische Erkrankung/Kollagenose (Verdachtsdiagnose), siehe Anhang	<b>Spezial</b>	Serum
Roggen Pollen IgE RAST	<b>Spezial</b>	Serum
Röteln Ak qn IgG - <i>Untersuchung erfolgt in der Klinik Hietzing</i>	<b>Spezial</b>	Serum
Röteln Ak IgM - <i>Untersuchung erfolgt in der Klinik Hietzing</i>	<b>Spezial</b>	Serum
Roggen IgE RAST	<b>Spezial</b>	Serum
SARS-CoV-2 Ak (S) qn.	<b>Spezial</b>	Serum
SARS-CoV-2 Ak (N)	<b>Routine</b> über Parametersuche	Serum
SARS-CoV-2 PCR	<b>Spezial</b>	Abstrich
SCC (Squameous cell carcinoma)-Antigen	<b>Routine</b>	Serum
Schimmelpilzmix 1, siehe Anhang	<b>Spezial</b>	Serum
Sellerie IgE RAST	<b>Spezial</b>	Serum
Sojabohne IgE RAST	<b>Spezial</b>	Serum
Spitzwegerich Pollen IgE RAST	<b>Spezial</b>	Serum
Stammzellen (34+) abs., (Anforderungsbegleitschreiben erforderlich) - <i>Untersuchung erfolgt in der Klinik Ottakring</i>	<b>Spezial</b>	EDTA-Blut
Status Febrilis-Ak (Block), siehe Anhang - <i>Untersuchung erfolgt in der Klinik Hietzing</i>	<b>Spezial</b>	Serum

## Institut für Labordiagnostik – Klinik Favoriten

Strepkokken-A-Antigen / Rachenabstrich (nur für Kinder, im TP2/KiJu Labor, Schnelltest)	<b>Routine</b> über Parametersuche	Abstrich
Syphilis – frische Infektion - <i>Untersuchung erfolgt in der Klinik Hietzing</i>	<b>Spezial</b>	Serum
Tacrolimus - <i>Untersuchung erfolgt in der Klinik Ottakring</i>	<b>Routine</b>	EDTA-Blut
Testosteron	<b>Routine</b>	Serum
Theophyllin	<b>Routine</b>	Lithium-Heparin-Plasma
Thrombozytenaggregation TRAP-induziert (TP2/KiJu Labor)		Hirudinblut (Spezialröhrchen)
Thrombozytenaggregation ADP-induziert (TP2/KiJu Labor)		Hirudinblut (Spezialröhrchen)
Thrombozytenaggregation ARA-induziert (TP2/KiJu Labor)		Hirudinblut (Spezialröhrchen)
Thrombozytenaggregation Ristocetin induziert (TP2/KiJu Labor)		Hirudinblut (Spezialröhrchen)
Tiermix, siehe Anhang	<b>Spezial</b>	Serum
Tomate IgE RAST	<b>Spezial</b>	Serum
Totalprotein	<b>Routine, Notfall</b>	Lithium-Heparin-Plasma
Totalprotein Exkretion/Zeit(h) Urin	<b>Routine</b>	Sammelurin (Rundbodenröhrchen)
Totalprotein / Liquor	<b>Routine, Notfall</b>	Liquor
Totalprotein / Urin	<b>Routine</b>	Urin (Rundbodenröhrchen)
Totalprotein / Sondermaterial	<b>Routine, Notfall</b>	Sondermaterial (Rundbodenröhrchen Urin)
Totalprotein / Kreatinin-Ratio / Urin	<b>Routine</b> über Parametersuche	Urin (Rundbodenröhrchen)
TP IgM Elisa - <i>Untersuchung erfolgt in der Klinik Hietzing</i>	<b>Spezial</b>	Serum
TPPA Titer - <i>Untersuchung erfolgt in der Klinik Hietzing</i>	<b>Spezial</b>	Serum
TPS (Tissue polypeptide specific antigen) <i>Untersuchung erfolgt extern</i>	<b>Routine</b>	Serum
Transferrin	<b>Routine</b>	Lithium-Heparin-Plasma
Transferrinsättigung	<b>Routine</b>	Lithium-Heparin-Plasma
Triglyceride	<b>Routine</b>	Lithium-Heparin-Plasma
Triglyceride / Sondermaterial	<b>Routine</b>	Sondermaterial (Rundbodenröhrchen Urin)
Troponin T hs	<b>Routine, Notfall</b>	Lithium-Heparin-Plasma
TSH	<b>Routine</b>	Serum

Institut für Labordiagnostik – Klinik Favoriten

	<b>(Notfall telefonisch)</b>	
tTGA(Tissue-Transglutaminase)-AK, ges. IgA	<b>Spezial</b>	Serum
Valproinsäure	<b>Routine</b>	Lithium-Heparin-Plasma
Vancomycin (TAL)	<b>Routine, Notfall</b>	Lithium-Heparin-Plasma
Varizellen-Zoster-Virus (VZV) Ak IgG - <i>Untersuchung erfolgt in der Klinik Hietzing</i>	<b>Spezial</b>	Serum
VDRL - <i>Untersuchung erfolgt in der Klinik Hietzing</i>	<b>Spezial</b>	Serum
Vitamin B12	<b>Routine</b>	Serum
Vitamin D, 25-Hydroxy	<b>Routine</b>	Serum
Weisser Gänsefuß Pollen IgE RAST	<b>Spezial</b>	Serum
Weizen IgE RAST	<b>Spezial</b>	Serum
Wespe IgE RAST	<b>Spezial</b>	Serum
Zellzahl / Liquor	<b>Routine, Notfall</b>	Liquor
Zellzahl / Sondermaterial	<b>Routine, Notfall</b>	Sondermaterial (EDTA-Röhrchen)
Zitrone IgE RAST	<b>Spezial</b>	Serum
Zöliakie (Verdachtsdiagnose), siehe Anhang	<b>Spezial</b>	Serum
Zytopräparat / Liquor	<b>Routine, Notfall</b>	Liquor

Institut für Labordiagnostik – Klinik Favoriten

Anhang		
<b>ANCA-assoziierte Vaskulitis (Verdachtsdiagnose):</b>	<b>Spezial</b>	Serum
<i>PR3-AK, MPO-AK</i>		
<b>Antiphospholipidsyndrom (Verdachtsdiagnose)</b>	<b>Spezial</b>	Serum
<i>Phospholipid-AK IgG, Phospholipid-AK-IgM, dRVVT, Lupus-Antikoagulans, aPTT, PTZ, LMW-Heparin (Anti-Fxa Aktivität).</i>		
<b>Arthritis-Ak (Block):- Untersuchung erfolgt in der Klinik Hietzing</b>	<b>Spezial</b>	Serum
<i>KBR: Cox; Elisa: EBV IgM, Parvo IgM/IgG, CMV IgM, VZV IgM</i>		
<b>Autoimmunhepatitis/Primäre biliäre Zirrhose (Verdachtsdiagnose):</b>	<b>Spezial</b>	Serum
<i>ANA qual. IF, dsDNA-AK, ENA-AK Screen, AMA-M2, SP100-AK, GP210-AK, SLA/LP-AK, LKM-1-AK, LC1-AK, F-Aktin-AK</i>		
<b>Exanтем-Ak (Block)- Untersuchung erfolgt in der Klinik Hietzing</b>	<b>Spezial</b>	Serum
<i>KBR: Ad, Cox, Ent Elisa: Rö IgM, Parvo IgM/IgG, MA IgM/IgG, EBV IgM, HSV IgM, VZV IgM</i>		
<b>Federmix:</b>	<b>Spezial</b>	Serum
<i>Gans, Huhn, Ente, Papagei</i>		
<b>Gastroenteritis-Ak (Block) - Untersuchung erfolgt in der Klinik Hietzing</b>	<b>Spezial</b>	Serum
<i>KBR: Ad, Cox, Ent Elisa: CMV IgM</i>		
<b>Gewürzemix NMM70:</b>	<b>Spezial</b>	Serum
<i>Estragon, Majoran, Thymian, Liebstöckel</i>		
<b>Gewürzemix NMM71:</b>	<b>Spezial</b>	Serum
<i>Kümmel, Muskatblüten</i>		
<b>Gewürzemix NMM72:</b>	<b>Spezial</b>	Serum

Institut für Labordiagnostik – Klinik Favoriten

<i>Basilikum, Ingwer, Anis, Fenchelknolle</i>		
<b>Goodpasture Syndrom (Verdachtsdiagnose):</b>	<b>Spezial</b>	Serum
<i>GBM-AK</i>		
<b>Inhalatives Screening:</b>	<b>Spezial</b>	Serum
<i>Birke, Roggen, Lischgras, Cladospor. herb., Katzenschuppen, Hundeschuppen.</i>		
<b>Lymphknotenschwellung-Ak (Block)- Untersuchung erfolgt in der Klinik Hietzing</b>	<b>Spezial</b>	Serum
<i>KBR: Ad, Cox, Ent Elisa: Rö IgM, EBV IgM, CMV IgM</i>		
<b>Morbus Crohn/Colitis ulcerosa (Verdachtsdiagnose):</b>	<b>Spezial</b>	Serum
<i>Intrinsic-Faktor-AK, GPA (Parietalzell)-AK, tTGA(Tissue-Transglutaminase)-AK, ASCA (Saccharomyces cerevisiae)-AK, Gliadin-AK</i>		
<b>Myocarditis-Ak (Block) - Untersuchung erfolgt in der Klinik Hietzing</b>	<b>Spezial</b>	Serum
<i>KBR: Cox, Ent, MP Elisa: Parvo IgM/IgG, CMV IgM, MA IgG</i>		
<b>Myositis (Verdachtsdiagnose):</b>	<b>Spezial</b>	Serum
<i>ANA qual. IF, dsDNA-Ak, ENA-Ak Screen., Jo-1-AK, PL-7-AK, PL-12-AK, EJ-AK, OJ-AK, SRP-AK, Mi-2-AK, MDA-5-AK, TIF1-Gamma-AK, SAE1-AK, SAE2-AK, NXP-2-AK, Scl-70-AK, CENP-A-AK, CENP-B-AK, PM-Scl 100-AK, PM-Scl 75-AK, Ku-AK, RNA-PIII-AK, RNP-AK, Th/To-Ak, Fibrillarin-AK</i>		
<b>Nahrungsmittelmix 5:</b>	<b>Spezial</b>	Serum
<i>Hühnereiweiß, Milcheiweiß, Dorsch, Weizen, Erdnuss, Soja</i>		
<b>Neurotrope Viren-Ak (Block), siehe Anhang - Untersuchung erfolgt in der Klinik Hietzing</b>	<b>Spezial</b>	Serum

Institut für Labordiagnostik – Klinik Favoriten

<p>KBR: Ad, Cox, Ent, MP                  Elisa: Rö IgM, FSME IgM/IgG, EBV IgM, CMV IgM, HSV IgM, VZV IgM, MA IgM/IgG</p>		
<p><b>Neurotrope Viren + Bakterien</b> DNA/Liquor PCR - Untersuchung erfolgt in der Klinik Hietzing</p>	<p><b>Spezial</b></p>	<p>Liquor</p>
<p>PCR: HSV 1, HSV 2, VZV, Entero, CMV, Parechov. Haem. Inf., Listeria M, Neiss.mening., Strep.Aga., Strep. Pneu.</p>		
<p><b>Nussmix:</b></p>	<p><b>Spezial</b></p>	<p>Serum</p>
<p>Pecanuss, Cashewnuss, Pistazie, Walnuss.</p>		
<p><b>Organtransplantation-Ak</b> (Block), siehe Anhang - Untersuchung erfolgt in der Klinik Hietzing</p>	<p><b>Spezial</b></p>	<p>Serum</p>
<p>Elisa: EBV IgM/IgG, HSV IgM/IgG, VZV IgM/IgG, CMV IgM/IgG</p>		
<p><b>Paraproteinämiediagnostik (Block):</b></p>	<p><b>Routine</b></p>	<p>Serum</p>
<p>Protein-Elektrophorese, IgG, IgA, IgM, Kappa Leichtketten, Lamda Leichtketten, Kappa/Lambda-Ratio, Immunglobuline Immunfixation.</p>		
<p><b>Perniziöse Anämie (Verdachtsdiagnose):</b></p>	<p><b>Spezial</b></p>	<p>Serum</p>
<p>Intrinsic-Faktor-AK, GPA (Parietalzell)-AK, tTGA(Tissue-Transglutaminase)-AK, ASCA (Saccharomyces cerevisiae)-AK, Gliadin-AK</p>		
<p><b>Pneumonie-Ak</b> (Block) - Untersuchung erfolgt in der Klinik Hietzing</p>	<p><b>Spezial</b></p>	<p>Serum</p>
<p>KBR: Ad, Cox, Ent, MP, Parainf, RSV                  Elisa: CMV IgM, HSV IgM, VZV IgM, MA IgM</p>		
<p><b>Rheumatische Erkrankung/Kollagenose (Verdachtsdiagnose):</b></p>	<p><b>Spezial</b></p>	<p>Serum</p>
<p>ANA qual. IF, dsDNA-AK qual., ENA-AK Screen.</p>		
<p><b>Rheumatoide Arthritis (Verdachtsdiagnose):</b></p>	<p><b>Spezial</b></p>	<p>Serum</p>
<p>Rheumafaktor IGG, Rheumafaktor IGA, Rheumafaktor IGM, CCP-AK</p>		
<p><b>Schimmelpilzmix 1:</b></p>	<p><b>Spezial</b></p>	<p>Serum</p>

Institut für Labordiagnostik – Klinik Favoriten

<i>Penicill not., Chladospor herb., Asperg fum., Alteraria alt.</i>		
<b>Status Febrilis-Ak (Block)</b> - Untersuchung erfolgt in der Klinik Hietzing	<b>Spezial</b>	Serum
<i>KBR: Ad, Cox, Ent, MP, Parainf</i> <i>Elisa: FSME IgM/IgG, EBV IgM, CMV IgM, HSV IgM, VZV IgM</i>		
<b>Thrombophiliediagnostik (Block):</b>	<b>Spezial</b>	Citratplasma (2 Röhrchen), EDTA-Blut (1 Röhrchen), Serum (1 Röhrchen), Lithium-Heparin-Plasma (1 Röhrchen), Einverständniserklärung
<i>aPTT, PTZ, Fibrinogen, AT III Aktivität, Protein C Akt., Protein S Akt., Homocystein, Faktor V Leiden Mutation, Prothrombin Mutation, Phospholipid-AK IgG, Phospholipid-AK-IgM, dRVVT, Lupus-Antikoagulans, LMW-Heparin (Anti-Fxa Aktivität).</i>		
<b>Tiermix:</b>	<b>Spezial</b>	Serum
<i>Katze, Hund, Meerschweinchen, Ratte, Maus</i>		
<b>Zöliakie (Verdachtsdiagnose):</b>	<b>Spezial</b>	Serum
<i>tTGA(Tissue-Transglutaminase)-AK, ges. IgA</i>		